

FICHE PRODUIT



Unité de radiographie intra-orale/Mobile, Modèle ACTEON - X-MIND DC

Référence : SOC-XMINDC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Unité de radiographie intra-orale/Mobile, Modèle ACTEON - X-MIND DC

CARACTERISTIQUES

- Mobile
- Avec une tension de tube à rayons X de 60-70kV
- Courant d'anode 4-8mA
- Point focal 0,7 mm
- Filtration totale équivalente à 2 mm Al à 70 kV
- Rayonnement de fuite <0,25 mGy / h
- Minuterie de 0,02 à 3,2 secondes
- Poids de la tête 5,5 kg
- Poids total 25 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

SPECIFICITES TECHNIQUES

	X MIND DC
Classification	Équipement électro médical, classe 1 type B
Tension d'alimentation	115/230 V - 50 / 60Hz
Absorption de puissance à 230 V	1,4 kVA
Tube à rayons X	Nouveau Toshiba DG 073B
Tension du tube à rayons X	60 à 70 kV
Courant d'anode	4-8mA
Point focal	0,7 millimètre
Filtration totale	Équivalent à 2 mm Al à 70 kV
Rayonnement de fuite	<0,25 mGy / h
Technologie	DC
Minuteur	de 0,02 à 3,2 secondes
Poids de la tête	5.5 kg
Poids total	25 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareil-de-radiographie-mobile/15009-unite-de-radiographie-intra-orale-mobile-modele-acteon-x-mind-dc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com