

FICHE PRODUIT



Capteur intra-oral CMOS Modèle IS004DL 20 x 30 mm

Référence : SOC-IS004DL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteur intra-oral CMOS Modele IS004DL 20 x 30 mm

Passer au numérique avec I-View

I-View est facile à installer, à manipuler et à transporter. Obtenez des images en temps réel en quelques secondes, branchez simplement le capteur et exécutez le logiciel.

Protégez les informations de votre patient; avec **I-View**, tous vos enregistrements sont stockés de manière pratique sur votre PC.

La transmission de données à haute vitesse du capteur vous permet de gagner du temps.

Les enregistrements physiques appartiennent au passé, I-view aide à réduire le gaspillage d'espace.

Connexion USB directe

Multi-utilisateur

Interface TWAIN

20 I / min

Licence dongle USB +

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/15024-capteur-intra-oral-cmos-is004dl.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com