

FICHE PRODUIT

Capteur intra-oral CMOS Modèle IS005DL 25 x 33 mm

Référence : SOC-IS005DL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteur intra-oral CMOS Modèle IS005DL 25 x 33 mm

I-View est facile à installer, à manipuler et à transporter. Obtenez des images en temps réel en quelques secondes, branchez simplement le capteur et exécutez le logiciel.

Protégez les informations de votre patient; avec **I-View**, tous vos enregistrements sont stockés de manière pratique sur votre PC.

La transmission de données à haute vitesse du capteur vous permet de gagner du temps. Les enregistrements physiques appartiennent au passé, I-view aide à réduire le gaspillage d'espace.

Connexion USB directe

Multi-utilisateur

Interface TWAIN

20 I / min

Licence dongle USB +

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/15025-capteur-intra-oral-cmos-modele-is005dl-25-x-33-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com