

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Doppler couleur sur chariot modèle Q3

Référence : SOC-Q39406C

Points forts

- délais : 48 heures
- Ergonomie : Sur plateforme
- Champ d'application : Pour échographie polyvalente
- Options d'imagerie : Doppler couleur
- Options du système : Ecran tactile

Description du produit

Échographe numérique Doppler couleur sur chariot modèle Q3

Applications systématiques exceptionnelles:

L'**Échographe numérique Doppler couleur Q3** a d'excellentes performances et des applications globales pour répondre aux différentes demandes des utilisateurs: abdomen, gynécologie, obstétrique, cardiaque, urologie, vasculaire, petites pièces, orthopédie, interventionnelle, urgence, musculo-squelettique, blocs nerveux, cavité thoracique, etc.

Technologies d'imagerie avancées:

- Technologie d'imagerie à composition spatiale
- Technologie de réduction du bruit des taches
- Technologie d'optimisation One Touch
- Technologie d'imagerie des harmoniques tissulaires

Caractéristiques techniques:

- Design épuré et progressif

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Moniteur haute résolution LCD 15 pouces (19 pouces en option) avec une visualisation optimale
- Écran tactile à excellente sensibilité de 10,4 pouces
- Quatre connecteurs de transducteur activés
- Coupe chauffante de gel configurée standard
- Spectre PW avec mesure et analyse automatiques
- Mesure automatique de la carotide IMT
- Technologie de guide de crevaisson unique
- Technologie de navigation intelligente
- Prise en charge de l'imagerie 3D / 4D
- Technologie synchrone Dual / Triplex
- Port USB préposé et clavier coulissant caché
- DICOM 3.0 pris en charge
- Prise en charge de plusieurs interfaces de transmission de données
- Console de rotation
- Stockage des données brutes pour rapport hors ligne et ajustement des paramètres.
- Mode d'image: B, B Steer, 2B / 4B, M, B / M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), panoramique, panoramique couleur, trapézoïdale, 3D / 4D.
- Imagerie étendue (EFov), imagerie tissulaire spécifique (TSI), imagerie harmonique tissulaire (THI), imagerie par réduction de moucheture (SRI), imagerie composite spatiale (SCI), imagerie composite en fréquence (FCI), imagerie chromatique B / C / D.
- Optimisation automatique One Key Imaging
- Soutenir l'amplification locale et mondiale.

Accepte les sondes : Convexe, linéaire, transvaginal, réseau phasé, micro-convexe, volume 4D

Sondes et accessoires en option:

- Transducteur convexe;
- Transducteur linéaire;
- Transducteur transvaginal;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Transducteur à réseau de phase;
- Transducteur de volume 4D;
- Crevaision;
- Interrupteur au pied.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/15032-echographe-numerique-doppler-couleur-sur-chariot-modele-q3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Ergonomie	Sur plateforme
Champ d'application	Pour échographie polyvalente
Options d'imagerie	Doppler couleur
Options du système	Ecran tactile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com