

FICHE PRODUIT

Portoir thermoconducteur CoolRack M30 - PF pour 30 (5 x 6) microtubes 1,5 ml

Référence : SOC-830042

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

En alliage d'aluminium à haute conductivité thermique le portoir M30- PF assure un maintien de température uniforme au niveau de tous les échantillons, sans contact direct avec la glace : garantit une absence de contamination.

Le portoir M30-PF s'utilise dans un bac à glace, sur glace carbonique, en azote liquide, en incubateur ou en four, avec les CoolBox.

La température désirée est atteinte rapidement et est nettoyable avec tout type de désinfectant et détergent y compris les RNase away.

Utilisables de -196 °C à +100 °C.

Autoclavables.

- Dimensions : 120 x 102 x 38 mm
- Couleur : Gris
- Forme : Conique
- Nombre puits : 30

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-unirack/15034-portoir-thermoconducteur-coolrack-m30-pf-pour-30-5-x-6-microtubes-1-5-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com