

FICHE PRODUIT

Bain-marie, Précision GP 02

Référence : SOC-B073552

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le bain-marie universel Précision GP02 est robuste et performant conçu pour préserver la température de l'eau, de la température ambiante et ce, jusqu'à 100°C. Idéal pour une grande variété d'applications de laboratoire, ce bain-marie dispose d'une capacité de 2 litres

Le circuit de sécurité de surchauffe est conçu pour éviter la dérive thermique tandis que les nouveaux minuteurs de démarrage et d'arrêt automatique vous permettent d'optimiser les horaires de fonctionnement. Doté d'une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion grâce au revêtement de poudre d'époxy de la surface extérieure et nettoyez facilement la chambre grâce à sa surface intérieure en acier inoxydable sans soudure.

Spécifications techniques :

Ampérage : 1.5-1.8 / 0.7-0.9 (120/230 V)

Type de contrôleur : Numérique

Dimensions (L x l x H) : 9.1 × 7.8 × 9.2 in (230 × 199 × 233 mm)

Caractéristiques électriques : 120/230V 50/60 Hz

Matériel : Acier recouvert de poudre d'époxy

Préréglages de la température : 4

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Uniformité de la température : ± 0.2 °C

Certifications/conformité : UL, CE

Plage de températures : Température ambiante à 90°C

Matériau de la cuve : Acier inox

Description : Bain-marie 2 L à usage général

Affichage : LCD monochrome

Comprend : Couvercle a pignon en PC transparent, plateau diffuseur et canard en caoutchouc

Modèle : Précision GP 02

Stabilité thermique : ± 0.1 °C

Capacité (métrique) : 2 L (0.5 gal)

Capacité de chauffage : 200 W

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/15036-bain-marie-precision-gp-02.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com