

FICHE PRODUIT



Écouvillon standard stérile sec en plastique

Référence : SOC-218818

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Écouvillon standard stérile sec en plastique

Utilisé pour recueillir des prélèvements microbiologiques pour la culture des bactéries aérobies

Avantages:

- Conservation du prélèvement jusqu'à 5h avant mise en culture
- L'embout Viscose/Rayonne est indiqué pour la culture des micro-organismes
- L'embout Polyester/Dacron® (fibre synthétique) est recommandé pour la Biologie Moléculaire

Conditionnement minimum de vente: 500 pcs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/15038-ecouvillon-standard-sterile-sec-en-plastique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com