

**FICHE PRODUIT**

## Sparadrap Leukoplast rouge tissé à l'oxyde de Zinc, 5m x 5cm

Référence : SOC-SPA55896

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Sparadrap Leukoplast rouge tissé à l'oxyde de Zinc, 5m x 5cm

**DESCRIPTION**

Sparadrap de couleur chair avec support textile.

aute adhésivité.

Masse adhésive poreuse.

Hydrophobe.

**Applications**

Pour la fixation forte et durable de pansements de tous types et de toutes tailles.

Conserve ses propriétés adhésives, même soumis à des tractions.

**Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.**

**Conditionnement**

Disponible avec anneau de protection extérieur (fourreau) ou en rouleau.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Carton de 10 rouleaux

## Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/15039-sparadrap-leukoplast-rouge-tisse-a-l-oxyde-de-zinc-5m-x-5cm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com