

FICHE PRODUIT

Brassard de tensiomètre pour moniteur Dinamap Modèle SOFT-CUF

Référence : SOC-CU0001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Brassard de tensiomètre pour moniteur Dinamap Modèle SOFT-CUF

Les patients les plus jeunes nécessitent le traitement le plus soigné. C'est pourquoi GE propose deux gammes de brassards de tensiomètre CRITICON.

SOFT-CUF a une surface extrêmement douce et absorbante, de sorte que les petits patients en particulier peuvent être surveillés aussi confortablement qu'ils le méritent. Il est destiné à un usage unique et permet ainsi d'éviter le risque d'infection nosocomiale.

SOFT-CUF® et CLASSIC-CUF® sont chacun disponibles en 5 tailles. Leur design décoratif permet de trouver facilement la bonne taille.

Propriétés:

- > matériau doux et absorbant ou vinyle
- > usage unique
- > index des tailles avec motifs animaux décoratifs
- > Marquages de position et de taille pour un positionnement correct
- > Utilisation avec des tubes de tension artérielle néonataux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-> sans latex

NB:

condition minimum de vente 20 pièces / cartons

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/15041-brassard-de-tensiometre-modele-soft-cuf.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com