

FICHE PRODUIT

Stérilisateur d'anses électriques, Sterimax

Référence : SOC-6259609

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les stérilisateur infrarouges de boucle permettent des opérations de recuit sans les risques liés aux flammes. L'équipement de stérilisation électrique SteriMax est idéal pour stériliser boucles d'inoculation, aiguilles ou instruments, dans les laboratoires ou cabinets médicaux où l'usage de gaz ou de flamme nue est interdit.

Caractéristiques techniques :

- SteriMax est conçu en acier inoxydable, et dispose de 7 angles d'inclinaison.
- Affichage de la chaleur résiduelle.
- Portoir pour 3 instruments.
- Dispositif à tube double avec une longue durée de vie.
- Stérilisation en seulement 5-7 secondes.
- Angle réglable avec verrouillage automatique.
- Température 900°C-950°C.
- Témoin lumineux appareil encore chaud.
- Base avec encoches pour support 3 anses.
- Système à double tuyau: Longueur 161 mm tube de recuit céramique Ø 20 mm élément chauffant en verre de quartz Ø 26 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Positions angulaires: 7°
- Dispositif de sécurité: Indicateur de chaleur résiduelle
- Températures Température de recuit / Temps de stérilisation: 900 ° C - 950 ° C (1650 ° F - 1742 ° F) 5-7 secondes *
- Temps de chauffage: 700 ° C / 15 minutes, 800 ° C / 22 minutes, 900 ° C / 40 minutes
- Rayonnement thermique : Chauffage d'une surface en acier inoxydable disposée au-dessus avec de l'air calme et 20 ° C Distance de température ambiante : 20 cm: 65 °C, 30 cm: 40 ° C, 40 cm: 32 ° C.
- Électrique Alimentation: alimentation électrique: 125 W

Tension secteur 230 V: 220 - 240 V 50/60 Hz

Tension secteur 120 V: 112 - 128 V 50/60 Hz

Tension secteur 100 V: 95 - 105 V 50/60 Hz

- Boîtier mécanique : Acier inoxydable
- Dimensions (L x H x P): 175 x 129 x 169 mm
- Poids: 1060 g

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaleur/15043-sterilisateur-d-anses-electriques-sterimax.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com