

FICHE PRODUIT

Sachet plastique zip transparent 60 microns RAJA 25x32 cm (lot de 1000)

Référence : SOC-269854

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sachet plastique zip transparent 60 microns RAJA 25x32 cm (lot de 1000)

Le **Sachet plastique zip transparent 60 microns RAJA 25x32 cm** à fermeture zip est idéal pour conditionner, présenter, emballer, regrouper et protéger en toute sécurité les produits de toutes sortes. Il est résistant et se ferme en un clin d'œil.

- **Solide** : le sachet plastique à fermeture zip 60 microns RAJA est idéal pour le conditionnement et l'emballage en toute sécurité des produits. Les soudures du sachet de part et d'autre du zip sont renforcées pour éviter les déchirures à l'ouverture.
- **Présentation impeccable** : ce sachet plastique refermable très transparent facilite l'identification des produits. Il offre une excellente visibilité des produits : bijoux, visses, câbles, cadres photo, cosmétiques, notices, pièces détachées, matériel médical, prothèses dentaire etc...
- **Ouverture et fermeture très faciles** des sachets plastique grâce au zip et aux stries qui permettent l'ouverture et la fermeture avec 2 doigts. Les stries apportent une meilleure prise en main.

La fermeture zip de ce sachet plastique transparent refermable permet le conditionnement rapide, hermétique de petits produits.

Le sachet zippé 60 microns est muni d'un liseré rouge lui donnant plus de rigidité et facilitant

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'insertion des produits.

Présence d'un trou d'aération sur certains modèles pour chasser l'air du sachet refermable et gagner du volume au stockage.

Le sachet à pression zip 60 microns est facile à stocker grâce au trou de suspension.

Le sac plastique zip transparent 60 microns est recyclable après tri et collecte en entreprise et s'inscrit parfaitement dans une démarche éco-responsable.

Matière : plastique PEbd.

Qualité : 60 microns.

Couleur : transparent.

Fermeture : zip.

Structure : soudures renforcées sur les côtés, stries, liseré rouge rigide, trou de suspension standard.

Apte au contact alimentaire.

Vendu par colis de 1000 sachets.

Indispensables pour identifier les sacs et sachets plastiques, penser aux étiquettes laser ou jet d'encre.

Caractéristiques du sachet plastique zip transparent 60 microns RAJA 25x32 cm :

- ouverture intérieure en cm : 25
- hauteur intérieure en cm : 32
- trou d'aération : oui

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-en-polyethylene/15044-sachet-plastique-zip-transparent-60-microns-raja-25x32-cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com