

FICHE PRODUIT

Chariot à instruments YC31J35

Référence : SOC-TIA-YC31J35

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot à instruments YC31J35

- Fabriqué en matériel inoxydable de bonne qualité et facile à nettoyer.
- La surface de la table peut être utilisée pour la conservation des produits ou pour les instruments d'opération.
- Dimensions globales : 640 mm x 550 mm x 810 mm.
- Dimensions d'expédition : 690 mm x 600 mm x 880 mm.
- Poids à l'expédition : 12 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/1505-chariot-a-instruments-yc31j35.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com