

FICHE PRODUIT

Lampe Scialytique LED à double coupoles, 700/700

Référence : SOC-LED700D

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Plafonnier
- Domaines d'utilisation de la lampe : Autre

Description du produit

Lampe Scialytique LED à double coupoles, 700/700

Description

La lampe d'opération sans ombre LED idéal du bloc opératoire moderne pour répondre en éclairage. Le système optique à réflexion entière est fabriqué par la technologie CAD / CAM, sa profondeur d'éclairage peut atteindre 1300 mm; en utilisant la technologie de compensation de température de couleur, le renversement de couleur est amélioré et il est plus adapté à l'éclairage de la chirurgie complexe telle que la chirurgie de l'encéphale et la chirurgie du thorax. Le panneau est fait de PC allemand (plastique anti-balle) par moulage par injection, rend la lumière plus douce et plus fiable □ Équipée d'un système de suspension de bras d'équilibrage importé, léger et pratique, six joints de groupe se déplacent ensemble et se déplacent en douceur, se positionnent de manière stable . La conception universelle 360 peut satisfaire différentes hauteurs et angles nécessaires dans l'opération. L'espérance de vie des LED presque illimitée offre une fiabilité du produit et une protection de l'investissement considérables.

Spécificités techniquesÉclairement: $\geq 140,000\text{Lux}$ / $\geq 140,000\text{Lux}$ Température de couleur : $3800 \pm 500\text{K}$, $4400 \pm 500\text{K}$, $5000 \pm 500\text{K}$ **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Indice de réduction de couleur (Ra): 95

Profondeur d'éclairement: $\geq 1300\text{mm}$ Irradiance totale: $450\text{W} / \text{m}^2 / 450\text{W} / \text{m}^2$

Taille du champ lumineux: $160 \times 280 \text{ mm}$ Durée de vie de l'illuminant: 50 000 h

Tension d'alimentation: AC110-240v, 50 / 60Hz

Réglage de la luminosité: Réglage automatique de la lumière continue à 8 étapes

Hauteur minimale d'installation: 2900 mm

Consommation totale d'énergie: 160 W

Quantité totale d'ampoule LED: 216 pièces ($18 \times 6 + 18 \times 6$)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-sciaalytiques/15050-lampe-sciaalytique-led-a-double-coupoles-700-700.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Plafonnier
Domaines d'utilisation de la lampe	Autre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com