

FICHE PRODUIT

Boîte cœur pédiatrique

Référence : SOC-B000422

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Boîte cœur pédiatrique

Composition de la boîte :

- 1 écarteur sternal (PM)
- 1 écarteur de Finochietto (PM)
- 2 écarteurs de Faraboeuf (PM)
- 4 écarteurs de Carpentier
- 2 écarteurs mitraux
- 2 écarteurs (paupiere)
- Centrimetre souple metalique
- Canule d'apiration
- Pincas à dissequet de brakat

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pince liston
- Spatule
- 6 pinces à disséquer (2 de 30cm, 2 de 24cm, 2 de 20cm)
- 1 pince à disséquer de Rézamo
- 2 dissecteurs d'O'chaugnessy
- 2 passe-fils de Sembs
- 1 marteau
- 1 paire de ciseau à frapper
- 3 manches de bistouri (2 pour lame de 11, 1 pour lame de 23)
- 2 canules d'aspiration métalliques
- 3 cupules (1 grande, 2 petites)
- 1 miroir 1 cuiller
- 9 pinces Halstead
- 6 pinces de Kelly (2 grandes, 4 petites)
- 5 pinces de Kocher
- 3 pinces Bengolée
- 1 pince de Duval
- 5 clamps tuyaux
- 2 clamps Satinsky
- 3 clamps aortiques dont 1 protégé avec mors de 61 mm
- 8 porte-aiguilles (2 à fil d'acier, 2 vasculaires de 26 cm, 1 de 23cm, 1 de 20cm, 2 de 17cm)
- 8 paires de ciseaux (1 à fil, 4 Metzembaum, 1 à valves, 2 Mayo droit et courbe)
- 1 poire
- 1 paire de ciseaux à tuyaux
- 11 pinces à champs
- 2 pinces à badigeon
- 2 Pinces pericarde

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 3 pean
- 6 Kelly droit
- 5 kelly courbe
- 6 cupules.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/15055-boite-coeur-pediatrique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com