

FICHE PRODUIT



Boîte PCA N°1

Référence : SOC-B000423

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte PCA N°1

Composition de la boîte :

- 1 petite boîte de Bull-dog (09 bull-dog)
- 1 écarteur de Turphier petit
- 1 écarteur de Faraboeuf
- 1 écarteur de Beckman
- 3 pinces à disséquer
- 5 clamps droits
- 2 clamps de Satinsky
- 3 paires de ciseaux (1 Metzembaum, 1 à disséquer, 1 Potz)
- 2 pinces de Halstead
- 3 porte-aiguilles
- 1 manche de bistouri 11

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 passe-fil
- 1 passe-fil (O'Chaug)
- 1 lame malléable
- 2 cupules

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/15056-boite-pca-n-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com