

FICHE PRODUIT



Boîte de Cadwell Luc pour Sinus (Ouverture dans le palais)

Référence : SOC-IBOI373

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte de Cadwell Luc pour Sinus (Ouverture dans le palais) contient 16 articles:

- 1 Canule Frazier, 18 cm x 3 mm - coudée
- 1 Curette de Lima, 1/2 courbe, 3 mm, rigide
- 1 Curette de Sébilleau, pleine, 1/2 courbe, 5 mm
- 1 Curette de Sébilleau, fenêtrée, courbe, 6 mm
- 1 Gouge de Poirier, 16 cm x 2 mm
- 1 Gouge de Poirier, 16 cm x 6 mm
- 1 Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm
- 1 Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 200 g, 2 têtes, inox
- 1 Pince Troeltsch, Politzer pour ORL, 14 cm, A/G
- 1 Pince Troeltsch, Politzer pour ORL, 14 cm, S/G
- 1 Pince Nasale de Luc, fenêtrée, 19 cm, petit modèle
- 1 Pince Nasale de Luc, fenêtrée, 19 cm, moyen modèle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Pince Emporte-pièces Citelli, pour otologie
- 1 Spéculum à fil Palmer, Diam 12 mm - L : 55 mm
- 1 Spéculum Nasal Vacher, à fenêtre, adulte, 9 mm
- 1 Spéculum Killian, sans vis de blocage nasal, 50 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/15057-boite-de-cadwell-luc-pour-sinus-ouverture-dans-le-palais.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com