

FICHE PRODUIT



Echographe ophtalmologique A/B, Modèle ODU5 avec batterie

Référence : SOC-KXODU5

Points forts

- délais : 1 semaine

Description du produit

Les avantages de l'Echographe ophtalmologique AB, Modèle ODU5

Stockage de données abondant

- Le disque D de 8 Go intégré peut stocker des données, des images et des rapports
- Disque U de prise en charge USB, mise à niveau du logiciel et un stockage à une clé
- Le port réseau DICOM 3.0 facilite la transmission de données

Poste de travail pratique

- Le système est livré avec un logiciel simple, pratique et facile à utiliser pour imprimer et gérer les données
- Rapport-impression, copie d'écran, rapports de cas avec images

1- paramètre de la sonde Echo A

- 10MHz avec lumière rouge de fixation
- Résolution: 0,01 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Précision: +/- 0,1 mm
- Plage de mesure: 15 - 45 mm
- Paramètre Mesuré : ACD, lentille, corps vitré et AXL
- Modes d'examen: support normal, cataracte, aphaque et modèle d'yeux spéciaux
- Mode de mesure: Immersion et contact
- Formules IOL: SRK-T, SRK-II, BINKHORST, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS, sauvegarde jusqu'à 100 groupes de résultats

2- paramètre de la sonde Echo B

- Sonde 10 Mhz, 10 images / sec
- Angle de balayage: 53 °
- Gain: 0-120dB réglable, 8 pas réglable manuellement TGC
- Mesure de distance, circonférence, surface, volume et angle
- Pseudo-couleur: 8 sortes
- Cineloop: 128 images, mesure disponible
- Post-traitement: 8 groupes de courbes

Configuration standard

- Unité principale
- Sonde écho A importée 10 MHz
- Sonde écho B mécanique 10 MHz
- interrupteur au pied
- Câble réseau
- logiciel de poste de travail

Poids: 4.6kg

Options

Enregistreur vidéo, commutateur Ethernet, coque d'immersion, boîte d'impression

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/biometres-pachymetres/15059-echographe-ophtalmologique-a-b-modele-odu5.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com