

FICHE PRODUIT



Fil de suture monofilament nylon non absorbable DACLON

Référence : SOC-1530F

Points forts

- délais : 5 Jours
- Longueur des fils de suture : 75 cm
- Longueur de l'aiguille : 30 mm

Description du produit

Fil de suture monofilament nylon non absorbable DACLON

Type : Monofilament

Composition : Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6

Enduit : Aucun

Couleur : Bleu

Réaction tissulaire: Minimale

Résorption: Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).

Présentation: Boîte de 36 pochettes

Spécification

- Longueur du fil: 75cm
- Courbure de l'aiguille : 3/8
- DS: 30 mm
- Metric et USP disponible:

EP 2 USP 3/0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

EP 3 USP 2/0

EP 3.5 USP 0

EP 4 USP 1

UTILISATION

Daclon Bleu: spécialement conçu pour la Fermeture de peau, Chirurgie générale, Chirurgie plastique, Chirurgie gastro-intestinale, GynécologieObstétrique, Chirurgie orthopédique

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/fil-de-suture-non-resorbable/15060-fil-de-suture-monofilament-nylon-non-absorbable-daclon.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Longueur des fils de suture	75 cm
Longueur de l'aiguille	30 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
	SOC-9351530	
fils_de_suture_usp - 1	SOC-9401530	
fils_de_suture_usp - 3/0	SOC-9201530	
fils_de_suture_usp - 2/0	SOC-9301530b	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com