

FICHE PRODUIT



Tunique patient à UU pour Adulte, manches courtes

Référence : SOC-N318

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boite de 100
- Taille du tablier radioprotection : Moyenne (38 - 40)

Description du produit

Tunique patient à UU, manches courtes, 115 x 140 cm

Robe de patient bleue à manches courtes munie d'attaches au cou et à la taille, elle est destinée à être portée pendant les soins ou le diagnostic du patient. Convient aux adultes.

Données techniques :

- Matières : PP 40gsm ;
- Couleur : Bleu foncé / bleu / vert ;
- Dimensions : 115 x 140 cm ;
- Conditionnement minimum : Sachet de 10 pièces ;
- Conditionnement par carton : 10 S/10 (Carton de 100pcs) ;
- Unité de vente : Le carton.

Quantité minimum de commande : 1 Conteneur 20 pieds.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tablier/15065-tunique-patient-a-uu-manches-courtes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boite de 100
Taille du tablier radioprotection	Moyenne (38 - 40)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com