

FICHE PRODUIT

Hotte à flux laminaire verticale

Référence : SOC-B351600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Hotte à flux laminaire verticale modèle BBS-DDC

L'Hotte à flux laminaire BBS-DDC est un plan de travail ou un boîtier similaire, qui crée un environnement de travail sans particules en prenant de l'air à travers un système de filtration et en l'épuisant sur une surface de travail dans un flux laminaire ou dans un flux d'air unidirectionnel.

L'hotte à flux laminaire BBS-DDC est fermée sur les côtés et maintenue sous une pression positive constante afin d'empêcher l'infiltration d'air ambiante contaminée.

L'hotte à flux laminaire BBS-DDC est largement utilisée dans les laboratoires de recherche médicale, les hôpitaux, installations de fabrication et autres environnements de recherche et de production.

Accessoire Standard :

- Lampe fluorescente 1pc
- Lampe UV 2 pièces
- Support de Base 1pc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètres techniques:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	BBS-DDC
Taille externe (L x D x H), mm	1040 x 615 x 1770
Taille interne (L x D x H), mm	940*540*545
Surface de travail Hauteur	730mm
Affichage	Affichage LED
Débit d'air Vitesse	Moyenne de 0.3 ~ 0.5 m/s, vitesse d'air réglable.
Matériel	Corps principal: acier laminé à froid avec revêtement en poudre anti-bactéries
	Table de travail: Acier inoxydable type 304
Pré-filtre	Fibre de Polyester, lavable
Filtre HEPA	99.999% d'efficacité à 0.3um
Bruit	<60dB
Vitre avant	Manuel, verre trempé de 5mm, anti-UV
Ouverture Max	350mm
Lampe fluorescente	21W x 1
Lampe UV	Émissions de 253.7 nanomètres
Consommation	350W
Prise étanche	Pas
Roulette	Roue universelle avec pieds de nivellement
Alimentation	110/220V ± 10%;60/50Hz
Accessoire Standard	Lampe fluorescente, lampe UV x 2 (pour tous les modèles) Support de Base
Poids brut	150kg
Taille du paquet (L x D x H), mm	1200 x 780 x 1350

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/15067-hotte-a-flux-laminaire-vertical.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com