


FICHE PRODUIT



Tube de Faucher

Référence : SOC-000351IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Taille de canule : 0

Description du produit

Tube de Faucher

Le tube de Faucher est un tube gastrique de grand diamètre inséré dans l'estomac par la bouche du patient pour une aspiration et un lavage d'urgence. Il est utilisé, par exemple, dans la prise en charge d'une intoxication médicamenteuse aiguë :

- Tube en PVC transparent
- Extrémité ouverte avec 4 oeils latéraux
- Godet en silicone
- Marquage numérique tous les 5 cm de 15 à 75 cm
- Longueur : 150 cm.

Le tube de Faucher est disponible en taille 27Fr, 30Fr, 33Fr et 36Fr.

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- Absence de latex;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%);
- Absence de produit d'origine animale ou biologique.

Domaine - Indications :

Vidange et lavage de l'estomac en cas d'ingestions de doses massives de médicament.

DM stérile : OUI

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène

Conditions normales de conservation & de stockage :

Température de stockage: entre 5 et 40°C. Stockage à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.

Précautions d'emploi :

La réutilisation de ce dispositif peut modifier ses caractéristiques mécaniques ou biologiques et peut entraîner une défaillance du dispositif et exposer à des réactions allergiques ou à des infections bactériennes.

Conditionnement de vente: Boîte de 15 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/drainage/15068-tube-de-faucher.html>

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Taille de canule	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_diametre - CH 27, sonde_longueur - 150	SOC-00035127	
sonde_diametre - CH 30, sonde_longueur - 150	SOC-00035130	
sonde_diametre - CH 33, sonde_longueur - 150	SOC-00035133	
sonde_diametre - CH 36, sonde_longueur - 150	SOC-00035136	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com