

FICHE PRODUIT

Photomètre de flamme modèle FP6400

Référence : SOC-FP6400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Photomètre de flamme modèle FP6400

Caractéristiques techniques :

- Méthode spectrophotométrique: filtre d'interférence
- Stabilité: changement d'indication maximal relatif
- Affichage de l'instrument $\leq 3\%$
- Répétabilité: erreur standard relative $\leq 3\%$
- Erreur linéaire: $K \leq 0.005 \text{ mmol / L}$ $\text{Na} \leq 0.03 \text{ mmol / L}$
- Quantité minimale détectable: LOD de $K \leq 0,004 \text{ mmol / L}$, LOD de $\text{Na} \leq 0,004 \text{ mmol / L}$
- Réponse: $\approx 8\text{S}$
- Gamme linéaire: $K: 0,02 \text{ mmol / L} - 0,1 \text{ mmol / L}$ $\text{Na}: 0,1 \text{ mmol / L} - 0,5 \text{ mmol / L}$
- Plage de mesure: $K: 0,0 - 1,0 \text{ mmol / L}$ $\text{Na}: 0,0 - 5,0 \text{ mmol / L}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications technique :

Modèle	FP6400
Plage de mesure	K: 0.0-1.0 mmol/L Na: 0.0-5.0 mmol/L
Limite de détection	K≤0.004 mmol/L, Na≤0.008 mmol/L
Plage de linéarité	K: 0.02 mmol/L-0.1mmol/L, Na: 0.1 mmol/L-0.5mmol/L
Erreur de linéarité	K≤0.005 mmol/L, Na ≤0.03 mmol/L
Répétabilité	Type relatif deviation≤3 %
Stabilité	Within15s l'indication de la valeur maximale de l'écart relatif ≤3%
Dimension	410 x 675 x 410mm
Poids	10 kg
Accessoire	Compresseur d'air (9 kg)

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit
<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/15073-photometre-de-flamme-modele-fp6400.html>

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com