

FICHE PRODUIT

Collecteur d'urine pour diurese horaire

Référence : SOC-46920

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Poche non vidangeable (PVC) 2 000 ml.
- Stérile intérieurement.
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/15074-collecteur-d-urine-pour-diurese-horaire.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com