

FICHE PRODUIT



Conductimètre modèle DDS-307A

Référence : SOC-D003071

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Conductimètre de pailasse modèle DDS-307A

Conductimètre DDS-307A commercialisé par SOCIMED dispose d'un grand écran LCD avec un affichage segmenté. Il fonctionne comme compensation de température automatique et manuelle. S'il est associé au capteur en alliage de titane de 0,01 cm-1 et au réservoir de mesure scellé, il peut tester de l'eau de haute pureté. Il est équipé d'un capteur de conductance DJS-1C (noir platine) et d'un capteur de température T-818-B-6.

Spécifications techniques :

1. Plaque de mesure: conductivité: 0,00 $\mu\text{S} / \text{cm}$ ~ 100 mS / cm; TDS: 0 ~ 1000 mg / L; température: 0,0 ~ 60,0 ° C
2. Précision: Conductivité: $\pm 0,5\%$ FS; TDS: $\pm 1,0\%$ FS; Température: $\pm 0,3$ ° C ± 1 bit
3. Stabilité: ($\pm 0,33\%$ FS ± 1 numérique) / 3 h
4. Plaque de compensation de température: manuel / automatique (0,0 ~ 40,0) ° C
5. Coefficient de compensation de température: 2%
6. Alimentation: AC (220 $\pm$ 22) V, 50 $\pm$ 1) Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

7. Dimension: 300 × 200 × 72mm
8. Poids net: 1,5 kg
9. Dimension d'emballage : 610 x 290 x 640 mm
10. Poids brut: 2,5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15076-conductimetre-modele-dds-307a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com