

FICHE PRODUIT



THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN IRT 6020

Référence : SOC-IRT6020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN IRT 6020

Description

Le **ThermoScan IRT 6020** est le plus recommandé et le plus utilisé par les professionnels de santé puisqu'il dispose d'une utilisation facile et sécurisée. Pour éviter les mesures imprécises l'embout est préchauffé à une température proche de celle du corps humain qui garantit la précision de qualité professionnelle.

Mais aussi sa fonction de système de guidage ExactTemp composé d'un voyant lumineux (fixe pendant 3 secondes) et d'un bip sonore qui signale la fin de la mesure pour un positionnement et une lecture précise en quelques secondes.

L'écran est doté de codes couleur (Vert-jaune-rouge) pour simplifier l'interprétation des résultats.

Le **thermomètre braun thermoscan IRT 6020** est dédié pour tout type d'âge grâce au bouton AgePrecision.

Après la prise de votre température, le thermoscan IRT 6020 s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est plus utilisé au bout d'1 minute.

Le **thermomètre auriculaire braun thermoscan IRT 6020** est la référence en matière de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

précision et de fiabilité. Il a été cliniquement testé.

Rapide, doux et simple d'utilisation ce *thermomètre braun thermoscan irt 6020* est fait pour vous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU THERMOMÈTRE BRAUN IRT 6020

- Fourchette des températures affichées: 34 à 42.2 °C
- Température ambiante de fonctionnement: 10 et 40°C.
- Précision : +/- 0.2 degrés
- Ecran rétroéclairé
- Sans BPA ni latex afin d'éliminer les risques de contamination croisée
- 2 piles 1.5V de type AA (LR06)
- Durée de vie des piles : 2 ans/600 mesures
- Indicateur de piles faibles et changement de piles

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/15077-thermometre-auriculaire-braun-thermoscan-irt-6020.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com