


FICHE PRODUIT

Thermomètre Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000

Référence : SOC-PRO4000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **ThermoScan PRO 6000 Welch Allyn (Braun)** est un thermomètre auriculaire de référence pour les professionnels de santé. Grâce à sa technologie **ExacTemp™**, il garantit une mesure précise et reproductible en seulement quelques secondes. Son embout préchauffé limite les variations de température pour un résultat encore plus fiable.

Conçu pour une utilisation intensive en milieu médical, le PRO 6000 intègre un système d'éjection hygiénique des embouts, un écran rétro-éclairé facile à lire, ainsi qu'un design ergonomique assurant une prise en main sûre et rapide.

Idéal pour les **médecins généralistes, pédiatres, infirmiers, sages-femmes, EHPAD et services d'urgence**, ce thermomètre assure une mesure confortable pour l'adulte comme l'enfant, tout en respectant les protocoles d'hygiène les plus stricts.

Caractéristiques principales :

- Technologie **ExacTemp™** garantissant la précision du positionnement.
- Mesure rapide en quelques secondes.
- Embout auriculaire **préchauffé** pour une meilleure fiabilité.
- Éjection hygiénique des embouts Pro6000.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Grand écran lisible avec rétroéclairage.
- Mémoire des dernières mesures.
- Conception robuste pour une utilisation professionnelle.

Livré avec :

- 1 thermomètre PRO 6000
- 1 station d'accueil (selon version du pack)
- 1 protection de lentille
- 1 jeu de piles
- 1 guide d'utilisation

Détails du produit

- **Matériau** : plastique médical haute qualité, testé cliniquement
- **Plage de mesure** : 20,0 à 42,2 °C
- **Temps de mesure** : 2 à 3 secondes
- **Affichage** : grand écran LCD rétroéclairé, unités °C/°F sélectionnables
- **Alimentation** : 2 piles AA 1,5 V alcalines
- **Dimensions** : 152 × 44 × 33 mm
- **Poids** : env. 100 g (sans piles)
- **Hygiène** : pointe de mesure désinfectable avec isopropanol ou alcool éthylique
- **Prise en main** : design ergonomique, surface antidérapante
- **Assistance au positionnement** : voyant ExacTemp™ pour confirmer le bon placement de la sonde
- **Minuteur intégré** : compte à rebours 60 s pour accompagner la mesure du pouls et de la fréquence respiratoire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Mémoire** : enregistrement de la dernière mesure effectuée
- **Accessoires optionnels** : station de recharge avec batterie intégrée et câble de sécurité
- **Versions disponibles** : unité de base petite ou grande
- **Conformité** : marquage CE, normes EN 12470-5, IEC 60601-1 et autres standards médicaux applicables

Spécifications techniques

- **Précision** : $\pm 0,2$ °C entre 35,0 et 42,0 °C ; $\pm 0,3$ °C en dehors de cette plage
- **Reproductibilité clinique** : $< 0,3$ °C
- **Température d'utilisation** : 10 à 40 °C
- **Résolution de l'affichage** : 0,1 °C / °F
- **Arrêt automatique** : après 10 secondes sans utilisation
- **Pression atmosphérique admissible** : 0,7 à 1,06 atm
- **Résistance aux chocs** : supporte une chute de 91 cm sans dommage
- **Embouts** : jetables, souples et hygiéniques
- **Minuteur** : rappel sonore à 60 secondes pour les mesures manuelles
- **Sécurité** : système antivol électronique (avec station de charge optionnelle)
- **Normes internationales** : ASTM E1965-98, IEC 60601-1, EN 12470-5, ISO 80601-2-56, etc.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/15078-thermometre-welch-allyn-braun-thermoscanr-pro-4000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com