

FICHE PRODUIT

Embout de protection pour thermomètre Welch Allyn Braun ThermoScan

Référence : SOC-EM487512

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Embout de protection pour thermomètre Welch Allyn Braun ThermoScan®

Description

Ces housses de protection jetables sont utilisées avec le thermomètre Welch Allyn Braun ThermoScan®. L'utilisation de ces sondes jetables réduit le risque de contamination croisée.

Conditionnement : Carton de 800; soit 4 boîte de 200

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/15079-embout-de-protection-pour-thermometre-welch-allyn-braun-thermoscanr-pro-4000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com