

FICHE PRODUIT



Enregistreur cardio modèle AFT1000+

Référence : SOC-AFT1000+

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Enregistreur cardio modèle AFT1000+

L'enregistreur cardio modèle AFT100+ est un outil de haute technologie pour le monitoring ECG ambulatoire.

CARACTÉRISTIQUES:

Taille :

41 x 65 x 14,5mm

Écran :

OLED pour un fort contraste

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids :

28g (sans pile)

Fréquence d'échantillonnage :

Selon le câble, 250Hz(adulte et pédiatrie) ou 1000Hz(pacemaker)

Mémoire :

Mémoire flash interne (inamovible pour plus de fiabilité et de sécurité)

Énergie :

1 pile alcaline AAA pour 25 jours (ou batterie)

Autres :

Reconnaissance automatique des câbles ECG.

Transfert rapide des données par un câble USB.

Connexion des électrodes mesurée en continu.

Livré avec un câble 2 voies 3 brins.

DURÉE MAXIMUM D'ENREGISTREMENT EN CONTINU :

Références :

AFT1000 +A • Durée : 1 à 10 jours

AFT1000 +B • Durée : 1 à 22 jours

ACCESSOIRES NECESSAIRES :

PCT03-100-B - Pochettes de protection (x100)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

PCT05-010-A - Tours du cou (x10)

COMPLEMENTS:

PCT07-010-A - 10 Clips de fermeture pochettes

PCT07-100-A - 100 Clips de fermeture pochettes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/15081-enregistreur-cardio-modele-aft1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com