

FICHE PRODUIT

THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 7 IRT 6520

Référence : SOC-IRT6520

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 7 IRT 6520

Auriculaire infrarouge (Pratique, Rapide, Précis)

Principales caractéristiques :

- Spécialement conçu pour les bébés mais utilisables pour tous.
- Embout préchauffé : Meilleur confort et précision accrue.
- Technologie « âge précision » : Pour une interprétation de la Température ajustée à l'utilisateur.
- Guide à l'utilisation : Aide à la bonne mise en place du thermomètre via alerte visuel et sonore.
- Rapide : Lecture en quelques secondes avec signal sonore (Bip)
- Large écran rétroéclairé avec code couleur qui signale le niveau de fièvre
- Mémorisation : Mise en mémoire possible des 9 dernière températures saisies
- Sûr et hygiénique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/15082-thermometre-auriculaire-braun-thermoscan-7-irt-6520.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com