


FICHE PRODUIT



THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 6 IRT 6515

Référence : SOC-IRT6515

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 6 IRT 6515

Description

- Le thermomètre le plus utilisé, recommandé par les médecins*
- Affichage à code couleur pour des résultats faciles à interpréter
- Une sonde grand angle pour des mesures précises, même sur les nouveau-nés

Caractéristiques

Braun ThermoScan® 6 est un thermomètre auriculaire à infrarouge de la marque n°1 auprès des médecins*.

- Une méthode rapide, douce et facile à utiliser
- Le thermomètre le plus utilisé et le plus recommandé par les médecins*
- Affichage à code couleur pour des résultats faciles à interpréter
- Une sonde grand angle pour des mesures précises, même sur les nouveau-nés

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- L'embout préchauffé jusqu'à 34 °C breveté assure douceur et précision
- Technologie ExacTemp®
- Écran rétroéclairé pour une utilisation dans l'obscurité
- Utiliser avec les embouts jetables pour la sonde afin d'éviter la contamination

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/15083-thermometre-auriculaire-braun-thermoscan-6-irt-6515.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com