


FICHE PRODUIT

Régulateur de débit Type Tambour avec prolongateur BD et site d'injection en Y

Référence : SOC-0035189

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Régulateur de débit

Régulateur de débit de précision pour l'administration des solutions IV

Le **Dosi-Flow de Socimed** est un régulateur de débit de perfusion qui permet d'avoir un débit constant et précis. Il se compose d'un compte-gouttes, d'une tubulure, d'un prolongateur et d'une molette graduée.

Il est pratique pour appliquer correctement la prescription d'un médecin. En effet, il pourra réellement faire passer le produit sur 24h ou 48h tandis qu'un Dosi-Flow sans régulateur sera moins précis.

Le **Dosi-Flow** sans régulateur est principalement utilisé pour des poches d'hydratation tandis que le régulateur de débit avec compte-goutte sera préféré pour des traitements médicamenteux à faire passer sur un temps précis. Ce produit s'adapte sur un cathéter relié à une voie sous cutanée, veineuse ou artérielle. Le prolongateur permet de disposer d'une plus grande longueur de tubulure afin de favoriser la mobilité du patient. Une fois la perfusion terminée, il suffit de clamber à l'aide de la partie à pince, en plastique blanche.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales :

Sécurité et fiabilité : une fois ajusté, le débit reste constant pendant toute la procédure de perfusion, éliminant ainsi le besoin de surveiller et de réajuster fréquemment le dispositif de contrôle. Aucun risque de sur-perfusion. La procédure de réglage à deux mains empêche toute manipulation accidentelle.

Simplicité : l'installation, l'étalonnage et le réglage s'effectuent en quelques minutes et ne nécessitent aucune formation particulière.

Économie : L'unité jetable à faible coût ne nécessite aucun investissement en capital, ce qui libère l'hôpital des coûts d'inventaire et de maintenance.

Polyvalence : convient pour une utilisation avec tous les types de récipients de fluide et la plupart des solutions IV disponibles sur le marché.

Spécifications techniques :

- Molette graduée de 5 à 250 ml/h
- Compte-gouttes
- Tubulure
- Prolongateur

Conditionnement : Vendu à l'unité

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/15085-regulateur-de-debit-dosi-flow.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com