

FICHE PRODUIT

Siège de laboratoire /industriel pivotant modèle LABSIT

Référence : SOC-LAB9100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Siège de laboratoire /industriel pivotant modèle LABSIT

LABSIT est un siège médical tout en un idéal pour le spécialiste de laboratoire. Léger et à usage universel, le siège de laboratoire modèle LABSIT est imbattable en termes de prix et de qualité. Son design remarquable, sa simplicité et son intelligence font de ce siège de laboratoire un siège d'exception. Sa fonction Flex intelligente, offre à ce tabouret de laboratoire un confort et une ergonomie pour le travail en laboratoire. La compatibilité laboratoire commence par le matériau. LABSIT possède un dossier en plastique avec fonction Flex 3D. Selon les exigences, LABSIT est disponible avec un coussin en mousse intégrale ou en similicuir pour les laboratoires et avec tissu ou coussins SUPERTEC pour un usage hors laboratoire. L'assise caractéristique existe en cinq coloris attractifs. Le dossier est toujours de couleur noire. Le pied en étoile est disponible au choix en noir ou aluminium poli. Pour le tabouret, toutes les pièces en plastique et en PU sont de couleur noire. Il est possible ici de choisir entre une étoile en plastique noir ou une étoile en aluminium poli. Le Lab-Clip optionnel sert à l'identification simple et individuelle du siège. L'exécution de LABSIT conforme antistatique comprend une étoile en aluminium poli, l'assise de couleur noire et quatre matériaux de coussin au choix.

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Finition de l'assise

La finition de l'assise concerne le type et la couleur du matériau du siège. L'assise est de couleur noire et les matériaux en option sont :

- Le cuir synthétique Magic,
- La Mousse Polyuréthane (PU),
- Le Tissu Lucia,
- SUPERTEC (qui inclut un coût supplémentaire)

Coque de l'assise

La coque de l'assise correspond au support du siège. Le choix de sa couleur fait partie des options à préciser lors de votre commande. Vous avez la possibilité de choisir sa couleur parmi ces couleurs : Bleu (standard), anthracite, orange, blanc, vert.

Piètement

Le siège de laboratoire LABSIT est disponible avec 03 types de piètement :

Avec roulettes avec une plage de réglage de la hauteur du siège entre 450 et 650 mm

Avec patins et cercle repose-pieds avec une plage de réglage de la hauteur du siège entre 520 et 770 mm

Avec roulettes autobloquantes et cercle repose-pieds avec une plage de réglage de la hauteur du siège 516 bis 810 mm .

Choisissez également le matériau du piètement entre le polyamide noir (standard) et l'aluminium poli.

Livraison

Votre siège est livré en kit ou monté sous housse de protection (en option)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/15086-siege-de-laboratoire-industriel-pivotant-modele-labsit.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
mob_med_pietement - Sur Roulettes	SOC-LAB9123	
mob_med_pietement - Sur Patins et Avec marchepieds	SOC-LAB9121	
mob_med_pietement - Roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire	SOC-LAB9125	
mob_med_pietement - Roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire avec finition SUPERTEC	SOC-LAB91253	
mob_med_pietement - Sur Patins et Avec marchepieds avec finition SUPERTEC	SOC-LAB91212	
mob_med_pietement - Sur Roulettes avec finition SUPERTEC	SOC-LAB91231	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com