

FICHE PRODUIT

Glacière isotherme 150 litres

Référence : SOC-150LCS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cette glacière isotherme est formée d'une coque et couvercle en polyéthylène Haute Densité (norme EN 12546), d'un bouchon de vidange et d'un système de fermeture hermétique évitant l'utilisation d'un joint d'étanchéité.

Elle est proposée avec deux plaques eutectiques GN 1/1 qui permettent la création d'une solution de froid autonome.

Dimensions extérieures : 1025 x 465 x 475 mm

Dimensions intérieures : 960 x 375 x 380 mm

Volume : 150 Litres

Poids : +/- 14,08 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/15093-glaciere-isotherme-150-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com