

FICHE PRODUIT

Chariot Brancard de transport modèle AD-227H

Référence : SOC-AD227H

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot Brancard de transport modèle AD-227H

Le Chariot Brancard , Modèle AD-227H est un équipement à roulettes qui permet aux secouristes de transporter les malades et les blessés dans les hôpitaux.

Description du chariot brancard.

- La civière peut ajuster la hauteur, + / - fonction Trendelenburg par deux pompes hydrauliques
- Le dossier peut effectuer un réglage par ressort à gaz
- La partie tête a des poignées de poussée réglables
- Il y a des pare-chocs de protection murale à chaque coin de la civière
- Surface de couchage en stratifié compact

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Le matelas est étanche de 5 cm d'épaisseur, housse en PU
- Tube O2 placé sous la civière
- La civière a des roulettes à verrouillage central et directionnel de 200 mm de diamètre
- La partie du cadre en métal est une peinture électrostatique Avec perche I.V. réglable en hauteur

Propriétés techniques du chariot:

- Dimensions globales: 2120x770x580 / 900 h cm
- Degré de dossier: 80 °
- Capacité de charge maximale: 250 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/15094-chariot-brancard-de-transport-modele-ad-227.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com