

FICHE PRODUIT

Tamis de test, 200 à 25 mm

Référence : SOC-10156601

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les tamis de test en toile tissée en acier inoxydable sont parfaits pour tous les types d'échantillonnages et d'analyses granulométriques de laboratoire.

Tamis de test étalonnés : tamis de test contrôlés et étalonnés conformément aux procédures visées au point 5.2 et dans le tableau 4 des normes ISO 3310-1 et BS 410-1. Chaque tamis est fourni avec un certificat d'étalonnage comportant le nombre d'ouvertures et les diamètres des fils mesurés, les vides de maille moyens et l'écart-type dans le sens de la chaîne et de la trame séparément. Le type de tissage est également indiqué.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15095-tamis-de-test-200-25-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com