

FICHE PRODUIT



Système d'échographe doppler couleur sur chariot, Modèle QBit 5

Référence : SOC-411205

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système d'échographe doppler couleur sur chariot, Modèle QBit 5

Le système d'échographe doppler couleur Qbit 5 est une innovation mêlant Méthode de numérisation innovante, contrôle facile et réglage variable.

Applications cliniques professionnelles:

- ABD, OB/GYN, Vasculaire, MSK, Petites pièces, Urologie, Pédiatrie

Technologies de traitement d'image

- Algorithme de réduction des taches (SRA)
- Image composée
- image Q
- Q-flow
- Contraste X
- poutre en Q

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- FHI

Modes et fonctionnalités d'imagerie:

- B, 2B, 4B, B / M, M
- CFM, B / BC
- PW, CW, couleur M, TDI, ECG (option)
- PD, PD directionnel
- Duplex, Triplex
- Mode d'image trapézoïdale
- direction 2D
- Chroma B / M / PW
- HIP Graf
- Plein écran
- Super aiguille (option)
- IMT automatique (option)
- DICOM
- HD / 3D (3D en main libre)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/15096-systeme-d-echographe-doppler-couleur-sur-chariot-modele-qbit-5.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com