

FICHE PRODUIT



Kit d'échantillonnage de virus jetable

Référence : SOC-51120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit d'échantillonnage de virus jetable

Matériel médical Sûr, **le Kit d'échantillonnage de virus jetable** a pour but d'éviter les fuites et assurer la biosécurité.

Avantages du kit:

Stable □ BSA pour former un film protecteur du virus pour assurer son intégrité

Efficace : des antibiotiques sont utilisés pour maintenir la conservation de l'échantillon

Pratique : emballage indépendant, transport à température ambiante

Non toxique pour les cellules un virus, sans RNase, améliore la sensibilité diagnostique

Libération complète et rapide des échantillons (jusqu'à 90%)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Spécifications:

Le kit est constitué de: d'un tube de 10 ml, une solution de 3 ml, type d'inactivation, 1 écouvillon nasal

25 test / boîte, taille de la boîte: 220 * 170 * 90mm;

30 boîtes / carton, taille de carton: 700x470x400mm;

Quantité minimum de vente : 400 boîtes

Conservation à température ambiante

Durée de conservation: 1 an

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/15099-kit-d-echantillonnage-de-virus-jetable.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com