

FICHE PRODUIT

Garrot Prameta Easy 904

Référence : SOC-GARP-E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Le Garrot Prameta Easy permet de mieux visualiser et "bloquer" la veine.
- Boucle nouveau design.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/1510-garrot-prameta-easy.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com