

FICHE PRODUIT

Kit de détection d'antigène COVID-19 (à base d'or colloïdal)

Référence : SOC-51420

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de détection d'antigène COVID-19 (à base d'or colloïdal)

Le kit de détection **d'antigène COVID-19** est un dosage immunologique à flux latéral qui utilise des nanoparticules d'or (AuNPs) comme marqueur de couleur pour la détection et la mesure qualitative des anticorps IgM et IgG contre la protéine de nucléocapside (NP) du SARS-CoV-19.

Caractéristiques du produit:**Rapidité :**

L'inspection sur place prend 10 à 15 minutes.

Facilité :

Aucun équipement requis, facile à utiliser

Précision :

Méthode sandwich double anticorps, taux de haute précision.

Le kit est constitué de : 1 écouvillon nasal + 1 tampon d'extraction + 1 carte de test + IFU

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement : Boite de 25 tests

Conditionnement minimum de vente : 200 Boites

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/15100-kit-de-detection-d-antigene-covid-19-a-base-d-or-colloidal.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com