

FICHE PRODUIT

Tonomètre non-contact modèle CT-800

Référence : SOC-CT800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tonomètre non-contact modèle CT-800

Le tonomètre à air sans contact CT-800 facilite plus que jamais la mesure de la pression intraoculaire. Le nouvel écran tactile lumineux 8,5 pouces assure le contrôle de toutes les fonctions par simple pression du doigt. Le jet d'air doux assure des résultats exacts de mesure qui peuvent être imprimés sur l'imprimante intégrée ou exportés par une connexion LAN. Le nouveau système d'entrée d'air permet une maintenance moindre et garantit des résultats plus précis. Le CT-800 peut calculer manuellement la pression intraoculaire ajustée sur la base des valeurs de pachymétrie. Le design compact du CT-800 permet un gain de place et ajoute des fonctionnalités à la pratique actuelle de l'ophtalmologie.

Le tonomètre pachymètre à air CT-800 est un appareil destiné à mesurer la pression intraoculaire. Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur le mode d'emploi avant utilisation de cet appareil. Une formation au CT-800 est requise avant utilisation du dispositif. Examen pris en charge par l'assurance maladie dans certaines conditions.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales:

- Jet d'air doux
- Nouveau système d'entrée d'air sans maintenance
- Calcul de la PIO ajustée sur la base des valeurs de pachymétrie (manuellement)
- Ecran tactile LCD 8.5-pouces
- Connexion LAN
- Facile d'utilisation

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/15101-tonometre-non-contact-modele-ct-800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com