

FICHE PRODUIT

Bras de distribution pour anesthésie modèle SD90/160

Référence : SOC-SD90160

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bras de distribution d'anesthésie modèle SD90/160

Bras de suspension lumineuse léger.

Caractéristiques principales :

1. Domaine d'application : salle d'opération / salle d'urgence / unité de soins intensifs / salle de réveil
2. Montage au plafond installé. À 340 °, emplacement de la boîte de réglage, adapté pour les opérations du personnel médical.
3. Le bras de suspension est importé par extrusion en alliage d'aluminium à haute résistance, surface conçue par la prévention de la rouille oxydée de premier niveau.
4. Frein à friction + frein pneumatique, adopté par le terminal de gaz de norme allemande (insérer et tirer plus de 20 000 fois).

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 bras unique (1100 mm), la capacité de charge est de 150 kg, Frein à friction;
- 1 longueur de colonne (L = 10000 mm);
- 4 Prise de gaz (importation standard allemande) : O2 x 1, N2O x 1, Air x 1, Vac x 1;
- 1 prise de gaz AGSS (importation standard allemande) (Jet / siphon);
- 6 Prise d'alimentation polyvalente;
- 1 prise de communication RJ45.

Accessoires :

- 2 étagères (400 x 510 mm).

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/15102-bras-de-distribution-d-anesthesie-modele-sd90-160.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com