

FICHE PRODUIT

Thermocycleur pour PCR modèle TurboCycler Lite

Référence : SOC-962001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermocycleur TurboCycler Lite**Thermocycleur à gradient économique avec des capacités polyvalentes**

Le **Thermocycleur TurboCycler Lite** offre des capacités polyvalentes à un prix abordable, ce qui en fait un choix idéal pour les tâches de PCR de routine. TurboCycler Lite est livré avec des fonctionnalités impressionnantes, notamment une interface de fonctionnement intuitive, une optimisation du gradient, un contrôle avancé de la température à rampe lente et une température du couvercle réglable.

Caractéristiques techniques :**Exemple de bloc**

- Exemple de bloc : Fixe à 96 puits, compatible avec un tube PCR de 0,2 ml à profil régulier ou à profil bas, une barrette, une plaque à 96 puits sans jupe, semi-jupée et pleine jupe.
- Volume d'échantillon : 10 à 100 µl

Température de bloc

- Plage de température de bloc : 4,0 à 99,9 ° C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Max. Taux de chauffage : 3,0 ° C / s
- Max. Taux de refroidissement : 2,0 ° C / s
- Précision de la température : +/- 0,3 ° C
- Uniformité de la température à travers le bloc : +/- 0,5 ° C
- Taux de rampe réglable : Haut / bas
- Contrôle de température à rampe lente : Par incrément / décrément de température entre les cycles

Gradient de température

- Direction du dégradé : Horizontal à travers le bloc
- Gamme de température de gradient : 30 à 99 ° C
- Différence de température de gradient : Max. portée 24 ° C

Couvercle de chauffage

- Plage de réglage de la température : 35-120 ° C ou éteint
- Précision de la température : +/- 1,0 ° C

Logiciel

- N ° de programme mémorisé : 200 ensembles
- Numéro de dossier utilisateur enregistré : 50 ensembles
- Protection par mot de passe du dossier utilisateur : Oui

Général

- Afficher : LCM monochrome, 240 x 128 pixels
- Interface d'entrée : Clavier tactile capacitif
- Redémarrage automatique après une panne de courant : Oui
- Dimensions de l'empreinte (H x L x P) : 225 mm x 245 mm x 415 mm
- Poids : 9,5 kg
- Source de courant : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 500 W
- Certification : CE, RoHS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15104-thermocycleur-turbocycler-lite.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com