

FICHE PRODUIT

Thermocycleur 32 puits, pour PCR modèle FastGene

Référence : SOC-962002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermocycleur 32 puits, pour PCR modèle FastGene

Le **Thermocycleur FastGene 32 TOUCH** est un instrument d'amplification génique de cycleur thermique à gradient rapide ultra-léger ultra-mince avec un bloc de 32 puits. En utilisant un écran LCD tactile couleur haute définition TFT de 5 pouces, l'ensemble du programme s'affiche en temps réel avec un graphique de courbe, la modification des paramètres est intuitive et pratique. Utilisant la dernière génération de technologie de pompe à chaleur à semi-conducteurs, une excellente précision et uniformité de la température et une vitesse de changement de température extrêmement élevée, pour garantir des résultats expérimentaux de haute qualité.

Caractéristiques techniques :

- Fonction de gradient
- Bloc de 32 puits.
- Utilisation d'un écran tactile LCD de 5 pouces
- Plage de température: 4 - 99,9 ° C
- Taux de température: 7 ° C / s de chauffage, 6 ° C / s de refroidissement
- Dimensions: 20 x 23 x 8,5 cm (L x P x H)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids: 3,2 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15106-thermocycleur-32-puits-pour-pcr-modele-fastgene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com