


FICHE PRODUIT



Lancettes standards stériles

Référence : SOC-LS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lancettes standards stériles

Lancettes standards pour prélèvement sanguin capillaire à usage unique.

Lancettes plates en acier chirurgical trempé.

Stériles : Emballage stérile unitaire.

Conditionnement minimum de vente : Boîte de 200 lancettes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lancettes-de-securite-a-uu/1511-lancettes-standards-steriles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com