

FICHE PRODUIT



Fil de suture Soie noir tressée multi-filament (Pour Ophtalmologie), Aiguille ronde 3/8 USP 8/0 Long. 45 cm - Boîte de 12

Référence : SOC-001608IS

Points forts

- délais : 48 heures
- USP des fils de suture : 8/0
- Longueur des fils de suture : 45 cm
- Longueur de l'aiguille : 6.5 mm

Description du produit

Fil de suture Soie noir tressée multi-filament, Aiguille ronde 3/8

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type	Soie tressée: Multifilament tressé Soie nature: Multifilament torsadé
Composition	Soie tressée: Fibres tressées du cocon du ver à soie Soie nature: Fibres tordues du cocon du ver à soie
Enduit	Soie tressée: Silicone Soie nature: Aucun
Couleur	Soie tressée: Noir Soie nature: Bleu
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux
Présentation	Boîte de 12 pochettes

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-non-resorbable/15113-fil-de-suture-soie-noir-tressee-multi-filament-pour-ophtalmologie-aiguille-ronde-3-8-usp-8-0-long-45-cm-boite-de-12.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
USP des fils de suture	8/0
Longueur des fils de suture	45 cm
Longueur de l'aiguille	6.5 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com