

FICHE PRODUIT



Bécher en verre Duran forme haute avec bec verseur - Lot de 10

Référence : SOC-B21009

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bécher en verre Duran® forme haute avec bec verseur - Lot de 10

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/15114-becher-en-verre-duranr-forme-haute-avec-bec-verseur-lot-de-10.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com