

FICHE PRODUIT

Eprouvette graduée en verre Pyrex, forme haute classe B

Référence : SOC-0018199IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Hauteur du matériel : 200 mm
- Subdivision des éprouvettes : 1 ml

Description du produit

Eprouvette graduée en verre Pyrex®, forme haute classe B

Eprouvette en verre Pyrex® usage intensif forme haute classe B graduations bleues

Avantages :

- Usage intensif
- Bord et bec renforcés
- Grande résistance aux attaques chimiques

Caractéristiques techniques :

- Qualité du verre : Borosilicaté;
- Couleur du verre : Verre clair;
- Classe : B;
- Forme : Haute;
- Bec verseur : Oui;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Couleur des inscriptions : Bleu;
- Conditionnement minimum de vente : Lot de 2.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/15116-eprouvette-graduee-en-verre-pyrexr-forme-haute-classe-b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Hauteur du matériel	200 mm
Subdivision des éprouvettes	1 ml

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
eprouvette_capacite - 50 ml	SOC-00181998	
eprouvette_capacite - 1000 ml	SOC-00182038	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com