

FICHE PRODUIT



Stylo auto-piqueur VITREX COMPACT

Référence : SOC-STYLANCET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Stylo auto-piqueur VITREX COMPACT.

- S'utilise avec des lancettes type CLEANLET.
- Permet de régler 5 profondeurs de piqûre.
- Utilisation simple et rapide.
- Permet d'enlever la lancette utilisée sans la toucher.

Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lancettes-de-securite-a-uu/1512-stylo-auto-piqueur-vitrex-compact.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com