

FICHE PRODUIT

Réactifs pour photomètres, dureté magnésique (100 tests) HI93719-01

Référence : SOC-RHI9371901

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactifs pour photomètres, dureté magnésique (100 tests) HI93719-01

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/15129-reactifs-pour-photometres-durete-magnésique-100-tests-hi93719-01.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com