

FICHE PRODUIT

Ampospray 41 (désinfectant par pulvérisation)

Référence : ANI-AMPHOSPR1L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Ampospray 41 (désinfectant par pulvérisation) * Indications: * Solution hydroalcoolique * Sans aldéhyde pour la désinfection par pulvérisation de dispositifs médicaux et surfaces * Séchage rapide et sans traces * Propriétés microbiologiques: * Bactéricide * fongicide * virucide (actif sur HIV-I, HBV et Rotavirus) * Prêt à l'emploi * Condition minimum de vente: Carton de 3 flacons de 1 Litre + 2 pulvérisateurs.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pulverisation-desodorisant/1513-amphospray-41-desinfectant-par-pulverisation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com